



## ÚTMUTATÓ AZ ANTIGÉN GYORSTESZTEK (NYÁLTESZTEK) HASZNÁLATÁHOZ

### Általános tudnivalók:

1. A különféle típusú gyors tesztek esetében be kell tartani a gyártók által megfogalmazott ajánlásokat.
2. A tesztek +2 - +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.
3. Az alumínium védőfólia felbontása után a tesztet azonnal fel kell használni.
4. A nyálmintát a mintavétel után azonnal le kell tesztelni.
5. A teszt elvégzése előtt legkevesebb 10 perccel tilos élelmiszereket/italokat fogyasztani.
6. Fokozottan figyeljen a kezek és a felületek fertőtlenítésére!

### A tesztelés lépései:

1. A teszt alkalmazása előtt a gyermek öblítse ki a száját tiszta vízzel.
2. 5 perc után gyűjtse be a nyálmintát.
3. A gyermek helyezze ajkait a mintagyűjtő tölcserre és annyi nyálát gyűjtsön össze, amíg a nyálminta szintje eléri a jelzést (kb. 1 ml).
4. Csavarja le az oldatos fiola tetejét, és öntse a tartalmát a gyűjtőedénybe.
5. Zárja le a nyálminta-gyűjtőedényt, majd erőteljesen rázza össze a mintát az oldattal legalább 5-ször, majd helyezze egy sima felületre kb. 1 percig.
6. Vegye ki a tesztet az alumínium csomagolásból.
7. Helyezze a tesztet egy sima és tiszta felületre.
8. Vegye le a gyűjtőedény tetejét, majd cseppentsen három csepp nyállal kevert oldatot a tesztkazetta mintamélyedésébe.
9. Tartsa a kazettát szobahőmérsékleten 15 percig, majd olvassa le az eredményt.  
A teszteredményeket a teszt elvégzése után 20 percen belül értékelni kell.

### A teszteredmény értelmezése az alábbi módon történik:

**Pozitív:** Két vonal jelenik meg. Egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy másik színes vonal a teszterületen (T). Előfordulhat, hogy a teszterületen megjelenő vonal halványabb.

**Negatív:** A kontrollterületen (C) megjelenik egy színes vonal, a teszterületen (T) pedig nem.

**Érvénytelen:** Nem jelenik meg a kontrollvonal (C).